

AI Input Options

(AI入力オプション)

話す・書く

AI抽出

記録データ

AI入力オプションの4つの特長



AI翻訳 / 多言語対応

AI翻訳機能により、入力された言語を自動で判別し日本語に翻訳します。言語を指定して音声で入力することも可能です。

01



手書き記録→データ化

手書きの記録をカメラ等で読み取ることで、AI処理しデータ化します。データ化したテキストを画面上で修正することも可能です。

02



文章→記録データAI抽出

入力された文章から、記録に必要な「対象者」「時間」「記録項目（ケア内容）」をAIで抽出します。

03



記録データ作成

AIで抽出した記録用データを、さらにAIで分析し記録データを作成します。バイタルや食事摂取量などは数値として記録する事ができます。

04

AI Input Options (AI入力オプション)



多言語入力 Multilingual input

Bahasa Indonesia (インドネシア語)



✓ Please select a language

- English (英語)
- Tiếng Việt (ベトナム語)
- Bahasa Indonesia (インドネシア語)
- नेपाली (ネパール語)
- မြန်မာ (ミャンマー語)
- Tagalog (タガログ語)
- ភ្នំពេញ (クメール語)
- Монгол (モンゴル語)
- ไทย (タイ語)

テキスト入力か音声で入力してください。
テキスト入力ではお使いの端末の音声入力機能を使うことができます。
Please enter text or voice.
For text input, you can use your device's voice input function.

Tentang Perawatan Pagi Hanako Aichi
Hari ini bangun sekitar pukul 6:20. Saya membantu mencuci wajah dan mengganti pakaian.
Setelah itu, pindah ke ruang makan dan minum air sebanyak 100 ml.
Sekitar pukul 7:00 sarapan. Asupan makanannya adalah nasi 100%, lauk utama 80%, lauk pendamping 50%, asupan cairan 150 ml. Makan sendiri menggunakan sendok.
Sekitar pukul 8:00 mengukur vital. Suhu tubuh 35.6°C, tekanan darah 120/98, denyut nadi 65.

AI翻訳

AI翻訳 多言語対応



日本語入力・翻訳



テキスト入力かマイクボタンから音声で入力してください。
テキスト入力ではお使いの端末の音声入力機能を使うことができます。

愛知花子さんの午前中のケアについて
今日は6:20ごろ起床されました。洗顔と服を着替えるのを手伝いました。
その後食堂に移動してお水を100ml飲まれました。
7:00 ごろ朝食 食事は主食100% 主菜80% 副菜50% 水分150ml摂取されました。スプーンを使って自力で召し上がられました。
8:00頃バイタル測定を行いました。体温35.6°C 血圧120/98 脈拍65 でした。


AI抽出

※抽出に時間がかかる場合は文字起こしを完了してから実行してください。(文字数400文字以内を推奨)

手書き記録 データ化

ケース記録紙

月	日	時間	実施項目	内容	記録者
10	23	0:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		2:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		3:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		3:30	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		4:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		4:30	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		5:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		6:00	夜間巡視	特急バス乗車	田村
		8:00	食事	朝食(主食100% 主菜80% 副菜50%)	山田
		8:00	水分	水分(量) 100ml	山田
		8:30	バイタル	体温 35.6°C 血圧 120/98 脈拍 65	山田
		9:00	水分	水分(量) 100ml	山田
		12:00	食事	朝食(主食100% 主菜80% 副菜50%)	山田
		13:00	水分	水分(量) 100ml	山田
		14:00	バイタル	体温 35.6°C 血圧 120/98 脈拍 65	山田
		15:00	バイタル	体温 35.6°C 血圧 120/98 脈拍 65	山田



AI抽出分析 記録データ作成



利用者: 愛知 花子 時間: 2023-12-01 07:00 行動: 水分補給

食堂に移動してお水を100ml飲む

水分摂取: 水分(量):

削除

利用者: 愛知 花子 時間: 2023-12-01 07:00 行動: 食事

朝食(主食100%、主菜80%、副菜50%、水分150ml) スプーンを使って自力で召し上がる

主食: 副食(主菜): 副菜: カロリー:

水分摂取: 水分(量): 補助食:

利用者: 愛知 花子 時間: 2023-12-01 08:00 行動: バイタル

バイタル測定(体温35.6°C、血圧120/98、脈拍65)

体温: 血圧: 脈拍:

SPO2: 呼吸: 不整脈:

ABOUT US

開発・サービス提供

株式会社エフトス
ケアソリューション事業部
〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9
TEL : 0532-43-6721

Contact



<https://ftcare-i.com/contact/>

販売・導入支援・運用サポート

株式会社ユーエムラボ
本社: 愛媛県松山市古川西3丁目5-15-606
TEL : 090-7148-4677
Mail : matsuoka@um-labo.biz

Web



<https://um-labo.biz/>